



**Istituto per la Qualità Igienica
delle Tecnologie Alimentari**

Attestato di conformità al D.M. 174/2004
MOD 07.01 rev.01 del 11/05/2016
Copia n.1
Sottoposta a distribuzione controllata

Data di emissione: 12/04/2018
Agg. 01
Attestato n. TIFQ-100AP0001-002/01



Vista la Normativa Nazionale vigente:
D.M. n.174 del 6 aprile 2004

"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"

e come richiesto dall' Art. 2 comma 3 del suddetto decreto,
TIFQ attesta

che gli oggetti prodotti e/o commercializzati dall' Organizzazione
Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Liquifit Fittings & tubing
Low lead free brass fittings

Nei Modelli commerciali indicati in Allegato I
sono idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano.

TIFQ Srl
Il Direttore
(Riccardo Giambelli)

Validità: Maggio 2019

TIFQ - Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari Srl
Via Scarsellini, 13 - 20161 Milano (MI)
Tel. 02/45418222 - Fax. 02/45418545 - email: segreteria@tifq.it - web: www.tifq.it